




Fisiomedical

www.fisiomedical-ortopedia.it

FisioMedical

FisioMedical è una azienda che opera nel settore dei prodotti ortopedici di alta qualità e che ha all'attivo un'ampia gamma di prodotti utilizzati per la riabilitazione, la gestione del dolore e la fisioterapia. I nostri marchi riconoscibili, la gamma esaustiva di prodotti, la nostra reputazione di qualità, innovazione e servizio al cliente, l'ampia rete di distribuzione, nonché gli stretti rapporti con i professionisti del settore ortopedico hanno contribuito a posizionarci strategicamente sul mercato.

Siamo in grado di proporre a professionisti sanitari e pazienti una gamma esaustiva di prodotti ortopedici per la riabilitazione, che abbraccia l'intero spettro della prevenzione, del trattamento preoperatorio e postoperatorio, della riabilitazione clinica e a domicilio.

I prodotti vengono utilizzati da chirurghi ortopedici e spinali, medici di assistenza primaria, specialisti nella gestione del dolore, fisioterapeuti, allenatori sportivi e altri professionisti sanitari per il trattamento di malattie a carico dell'apparato muscoloscheletrico causate da patologie degenerative, deformità, traumi e infortuni sportivi.

La nostra professionalità ed esperienza di tecnici ortopedici è a vostra disposizione, per consulenze ed informazioni, sia per l'utilizzo di dispositivi medicali che elettromedicali, permettendovi così di scegliere opportunamente i marchi e modelli che presentano indiscusse qualità, sia a livello progettuale che di materiali, per un utilizzo professionale e conforme alle norme.

Noleggiorapparecchiature per uso domiciliare

ARTROMOT K-1 (KINETEC)

Apparecchiatura per la mobilizzazione passiva del Ginocchio-Anca

Solo da noi il modernissimo dispositivo Artromot K1, dotato di telecomando elettronico manuale, con cui puoi regolare in ogni momento velocità, iperestensione – flessione

Questo apparecchio consente la mobilizzazione del ginocchio e dell'anca tramite un movimento di flesso estensione.

ESTENSIONE/FLESSIONE GINOCCHIO -10° /0°/120°

ESTENSIONE/FLESSIONE ANCA 0°/7°/115°

Obiettivi della terapia.

La terapia di mobilizzazione con l'artromot ha soprattutto lo scopo di evitare danni derivanti dall'immobilizzazione, di recuperare precocemente una mobilità senza dolore dell'articolazione come pure di favorire un processo più rapido di guarigione con buoni risultati funzionali.

Indicazioni cliniche: Il Kinetec ginocchio / anca è indicato per il trattamento della maggior parte delle lesioni, stati post-operatori e patologie dell'articolazione del ginocchio quali:

- distorsioni e contusioni dell'articolazione
- artrotomie ed artroscopie in combinazione con sinovectomie, artrolisi o altre misure intraarticolari (meniscectomie, patellectomie, etc)
- mobilizzazione dell'articolazione durante la narcosi
- fratture trattate mediante intervento chirurgico
- pseudoartrosi
- operazioni di trapianto muscolare
- antroplastiche dei legamenti crociati
- impianto di endoprotesi



ARTROMOT S-3

Apparecchiatura per la mobilizzazione passiva della spalla

Il Kinetec spalla è un'apparecchiatura che consente la mobilizzazione passiva (Continuous Passive Motion = CPM) dell'articolazione della spalla mediante un motore a corrente continua.

ABDUZIONE/ADDUZIONE 20°/160° ELEVAZIONE (FLESSO - ESTENSIONE) 20°/180° ROTAZIONE INT/EST 60°/0°/90° MOVIMENTO COMBINATO DI ABDUZIONE / ADDUZIONE E ROTAZIONE

Indicazioni cliniche:

Il **kinetec spalla** è adatto per la terapia delle più comuni lesioni, degli stati post-operatori e delle malattie dell'articolazione della spalla, come ad esempio:

- distorsioni e contusioni delle articolazioni
- artrotomie ed endoscopie in combinazione con sinovectomie, artrolisi o altre misure intraarticolari
- antroplastiche di ogni tipo
- mobilizzazione dell'articolazione durante la narcosi
- fratture trattate mediante intervento chirurgico
- pseudoartrosi
- operazioni di decompressione (acromioplastica)
- impianti di endoprotesi
- interventi nei tessuti molli del cavo ascellare e nella zona del cingolo scapolare
- operazioni di asportazioni di tumori nella zona della spalla



OSSEOSTIM

Apparecchiatura di **Magnetoterapia Pulsata** per la rigenerazione del tessuto osseo

Le nostre apparecchiature elettromedicali per la Magnetoterapia cemp a bassa frequenza sono di ultima generazione e sono studiate per uso domiciliare pur garantendo il massimo della potenza e della professionalità.

La magnetoterapia c.e.m.p a bassa frequenza, agisce sul tessuto osseo, il tessuto linfatico e la muscolatura, accelerando il trofismo e favorendo il processo di riabilitazione.

Come ogni tipo di terapia per avere un effetto ottimale la magnetoterapia deve essere effettuata costantemente durante il periodo di noleggio. I trattamenti di magnetoterapia di solito possono avere una durata di applicazione giornaliera tra le 4 alle 8 ore con possibilità di applicazioni notturne.

Ricordiamo che l'uso della magnetoterapia cemp va sempre effettuata dopo consiglio o prescrizione medica, poichè ci sono determinate condizioni fisiche che non possono avere interferenze con l'uso della magnetoterapia. In ogni caso chiediamo sempre una prescrizione medica poichè crediamo che "Senza una buona diagnosi non si può ottenere una buona cura."

Si usa la Magnetoterapia cemp a bassa frequenza poichè un'onda elettromagnetica ha una penetrazione maggiore nei tessuti, quanto più è bassa la sua frequenza. Il campo Elettromagnetico viene creato da solenoidi, i quali, vengono attraversati da corrente elettrica. L'uso della magnetoterapia non genera nessun tipo di sensazione corporea al paziente, quindi completamente indolore.

Conseguentemente, la Magnetoterapia, a seconda dell'intensità, della frequenza d'erogazione e dei diffusori utilizzati, può essere utile nei seguenti ambiti:

- Scompensi organici (infiammazioni)
- Processi Riparativi (fratture, piaghe, decubiti etc)
- Problemi Cronici (artrosi, osteoporosi, etc)
- Effetti contusivi (ecchimosi, edemi, etc)

Controindicazioni

- Non usare la magnetoterapia cemp con pazienti portatori di pacemaker
- Non usare durante la gravidanza
- Non utilizzare in concomitanza con patologie tumorali.



COMPEX

L'elettrostimolazione muscolare è una tecnica consolidata che agendo sui punti motori del muscolo riproduce la contrazione muscolare e quindi il reale allenamento.

L'elettrostimolazione muscolare è una tecnica che permette la contrazione del muscolo per mezzo di impulsi elettrici. Gli impulsi agiscono sui punti motori del muscolo riproducendo la contrazione naturale che avrebbe il muscolo sotto un esercizio fisico.

Il vantaggio principale dell'elettrostimolazione è che consente di lavorare in maniera molto più qualitativa sulla fibra muscolare, in quanto permette di agire selettivamente sui muscoli su cui si vuole intervenire.

L'elettrostimolazione muscolare è utile nel recupero nella ginnastica pre e post operatoria, quando è importante mantenere un buon tono muscolare e magari non è possibile compiere del movimento.



Vendita tutori e articoli sanitari

Immobilizzatore braccio e spalla con Tasca gomito

- Fratture composte omero
- Distorsioni spalla
- Trattamento post operatorio
- In tutti i casi in cui si deve immobilizzare l'arto



Ortesi per gomito

con rom estensione regolabile da 0° a 90°

con passo di 10°- Flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 10°

- Immobilizzazione post operatoria utile nella fase riabilitativa
- Trattamento post operatorio
- In tutti i casi in cui si deve immobilizzare l'arto



Ginocchiera tubolare con aste articolate

È un dispositivo medico efficace nel coadiuvare l'articolazione del ginocchio durante il movimento, con un'azione di sostegno e compressione mirata.

Si indossa e si toglie con estrema facilità. Il materiale "plush" interno, la forma anatomica e gli appositi fori d'aerazione, permettono al sudore in eccesso di defluire, evitando il surriscaldamento ed eventuali irritazioni della pelle.

Per tutti questi motivi rappresenta il sostegno ideale per qualunque attività, anche sportiva.



Stringipolso in neoprene con Presa pollice

- traumi del pollice
- rizartrosi
- artrosi del pollice



Bastoni canadesi



Tutore caviglia bivalva con gusci semi-rigidi

- distorsione cronica
- post operatorio
- post gesso



Iperestensore

a tre punti in alluminio sostitutivo del corsetto gessato

Per fratture traumatiche.



Tutore polso con stecca in alluminio

- Distorsioni tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento chirurgico del polso



Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo

- Stati artrosici
- Prevenzione della lussazione della rotula



Cavigliera con tiranti in elastici ad 8 e stecche a spirale

- Distorsioni
- Recupero funzionale post chirurgico




Corsetto *con stecche e tiranti elastici per un sostegno variabile*

- Lomabalgie
- Lombosciatalgie
- Traumi lievi della colonna vertebrale



Plantari



Supporto per coscia

Contratture muscolari della coscia




Cinturino per epicondilite con pressore

- epicondiliti, contratture muscolari



Polsiera apribile lunga



Scarpa Coprigesso



Scarpa podalux per alluce valgo

Trattamento post operatorio dopo chirurgia alluce valgo.



Zoccoli ortopedici



Ginocchiera telescopica

post operatoria Estensione da -10 a 90° flessione da -10 a 120°

Immobilizzazione dopo interventi chirurgici LCA LCP LCL LCM



Ginocchiera reaction reticolare

Dolore anteriore al ginocchio



Scarpa post operatoria Baruk

Uso post operatorio e post trauma piede e caviglia.



Ginocchiera elastica Rotulax con cuscinetto rotuleo in silicone

- Sostegno della rotula
- Post operatorio



Materasso antidecubito con compressore

Utile in tutti i casi di prevenzione da piaghe da decubito.



Stivale articolato con rom

- Utilizzo post operatorio
- Post trauma della caviglia



Collare cervicale rigido

- Colpo di frusta
- Traumi cervicali
- Post operatorio



Collare cervicale rinforzato

- Utilizzo post operatorio
- Distorsioni cervicali di media entità



Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti

- Esiti di fratture
- Esiti di cedimenti vertebrali



Apparecchiature per aerosol



Calze preventive e curative



Tutore per anca telescopico

- Trattamento lussazione anca
- Uso post operatorio



Tutore a cuscino abduzione spalla

Trattamento post operatorio





FisioMedical

**Via Polvica, 412
POLVICA DI NOLA (Na)
Tel: 0818210561
Tel: 3665995319**

**E-mail: mail@fisiomedical-ortopedia.it
www.fisiomedical-ortopedia.it**

Numero Verde
800.19.37.47